课程: 生物实验课

实验日期: 2024年10月27日

专业班号: 少年班2308

姓名: 王博想

学号: 2233316027

同组者: 无

实验名称:细胞凋亡的诱导与形态学观察

# 一、实验目的

1. 了解细胞凋亡的原理;

- 2. 掌握体外诱导细胞凋亡的方法;
- 3. 掌握用普通光学显微镜和荧光显微镜观察凋亡细胞的形态学变化,并根据观察结果判断凋亡的具体阶段;
  - 4. 了解细胞凋亡的常用检测方法。

## 二、实验原理

细胞凋亡(apoptosis)是多细胞生物在发育过程中,一种由基因控制的主动的细胞

生理性自杀行为。典型动物细胞的凋亡过程在形态学上分为三个阶段。

1. 凋亡的起始

细胞体积缩小,表面特化结构如微绒毛等消失,细胞膜依然完整,仍具有选择通透性;细胞质中,内质网肿胀、积液形成液泡,线粒体大体完整;细胞核内染色质固缩,凝集成新月状,沿核膜分布。

### 2. 凋亡小体的形成

核染色质片段化,与细胞器聚集在一起被内陷的细胞膜包裹,形成球形的结构,成为调亡小体(apoptotic body)。

#### 3. 吞噬

凋亡小体被临近吞噬细胞吞噬,在溶酶体中被消化分解。

整个凋亡过程中细胞膜保持完整,内容物不会泄露,因而不会引发炎症反应。由于细胞凋亡过程中细胞核变化明显、特征突出,因此细胞核染色质的形态改变常用作判定细胞凋亡进展的指标。

细胞凋亡可以发生在机体正常发育和生理病理等过程中,也可通过人工诱导产生。 引起凋亡的因子可分为 3 大类: (1) 物理因子,包括射线、较温和的温度刺激等; (2) 化学因子,包括重金属离子、活性氧基团等; (3) 生物因子,包括生物毒素、肿瘤坏死 因子、抗肿瘤药物、DNA 和蛋白质抑制剂等。

VP-16 (etoposide, 依托泊苷)是干扰细胞周期的抗肿瘤药物,为 DNA 拓扑异构酶 Ⅱ的抑制剂,临床上用于治疗白血病、恶性淋巴癌、小细胞肺癌等多种癌症,可用于体外诱导细胞凋亡。

目前,细胞凋亡的检测常基于凋亡细胞的形态学变化和生物化学特征,常用的方法有:

1. 形态学观察: 光镜、电镜、荧光显微镜、倒置相差显微镜;

- 2. DNA 琼脂糖凝胶电泳;
- 3. 流式细胞分析;
- 4. 凋亡细胞的原位末端标记 (TUNEL);
- 5. 细胞膜磷脂酰丝氨酸 (PS) 荧光显示等。

本实验使用的Giemsa 染料是一种复合染料,含有天青和伊红,适用于多种细胞的染色质(体)染色。故凋亡细胞染色质的特征变化可被显示。DAPI 为一种荧光染料,既可进入活细胞也可进入死细胞,特异性结合 DNA,从而反映凋亡细胞核的形态学变化,凋亡细胞核可见致密浓染颗粒或块状荧光。

## 三、实验记录

无